



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР Модель: SA-5314



- 4 насадки (шарообразная, U-образная, коническая, плоская)
 - Максимальная мощность 30 Вт
 - 6 режимов скорости: 1800-3600 об/мин
 - До 120 минут автономной работы
 - USB зарядка

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Внимание!

Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

- Не допускается использование людьми с сердечными заболеваниями и людьми с кардиостимуляторами.

- Не допускается использование людьми с подтвержденным диагнозом рак.

- Не допускается использование прибора в чувствительных зонах: шейного и спинного отделов позвоночника, лица и головы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно

изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности, в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с руководством по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.

- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.

- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.

- Запрещается использование прибора во время недомогания или сонливости.

- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.

- При появлении неприятных ощущений или недомогания во время массажа прекратите сеанс и обратитесь к врачу.

- Используйте прибор только по его прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества и в помещениях с высокой влажностью.
- Запрещается накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Массажер
2. Индикатор уровня интенсивности
3. Кнопка включения/выключения/выбора режима
4. Гнездо зарядки
5. Насадка «Шар»
6. Насадка «Вилка»
7. Насадка плоская с шипами
8. Насадка «Конус»
9. USB кабель

РАБОТА ПРИБОРА

1. Подключите массажер к адаптеру через USB кабель. Используйте адаптер питания напряжением 5 В и током не более 2 А (адаптер питания в комплекте не поставляется).
2. Для использования массажера в течение 1 часа необходимо зарядить аккумулятор в течение 2 часов.
3. Чтобы включить массажер, нажмите кнопку включения на 3 секунды.
4. Прибор имеет 6 режимов работы, над кнопкой включения расположены индикаторы уровня интенсивности работы. Чтобы повысить или понизить скорость, нажимайте кнопку включения.
5. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку выключения на 3 секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При первом использовании необходимо заряжать прибор 3 часа.
- Во время зарядки индикаторы будут мигать. После того, как аккумулятор массажера полностью зарядится, индикаторы будут постоянно светить.
- Если прижать массажер к телу, включится интенсивный режим, при котором обороты электродвигателя увеличатся. Чтобы избежать повреждения мышц и костей, непрерывная работа в интенсивном режиме ограничена 15 минутами, после чего массажер отключится.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не массируйте один участок тела более 3 минут.
- Не используйте прибор более 30 минут.
- Интервал между массажами не менее 15 минут.
- Массаж рекомендуется проводить по схеме «сверху вниз» (от шеи к спине).
- Людям с повышенной тактильной чувствительностью для дополнительного комфорта можно положить на массируемую часть тела полотенце.
- Сеанс массажа лучше проводить через час после приема пищи.
- Основные области применения: шейно-воротниковая зона, шея, плечи, спина, бедра, икры, ступни ног.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Выключите прибор длительным нажатием кнопки включения.
2. Корпус прибора протрите мягкой сухой тканью без применения чистящих средств. Допускается чистка влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, после этого необходимо протереть прибор насухо.
3. Снимите насадки массажера, протрите насадки влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, протрите насадки насухо.
4. Шаровая насадка имеет бархатистую поверхность, на которой могут скапливаться частички кожи. Промойте насадку в мыльном растворе, сполосните чистой водой и высушите ее перед применением.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю. Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.

2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер	1 шт.
Насадки	4 шт.
Кабель USB (Type-C)	1 шт.
Руководство по эксплуатации (включая гарантийный талон)	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: аккумулятор	Li-ion 1800 мАч 7,4 В 2 А
Напряжение питания прибора:	7,4 В 2А
Максимальная мощность	30 Вт
Входное напряжение/сила тока:	5 В 2 А
Время зарядки перед первым использованием:	3 часа
Автономность после полной зарядки	до 120 минут
В интенсивном режиме	25 минут

Срок службы прибора – 5 лет

Производитель: ANIONTE INTERNATIONAL (ZHE JIANG) CO., LTD

Адрес: Room 1205-1207, Vanke Center, No,2088, Wenzhou Rd, Wenzhou, Zhejiang, China (Китай).

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

№ партии: **ATG2115A117**

Дата изготовления: **02/2022**

Сделано в КНР



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П.

_____/_____/_____
(подпись продавца) (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

_____/_____/_____
(подпись покупателя) (расшифровка подписи)

Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)